



INSTALLAZIONE PROGRAMMA

OspeLabiX

Gestione del piano di lavoro di un laboratorio
di analisi ospedaliero



CENNI SUL PROGRAMMA

OspeLabiX è un software gestionale che consente di eseguire:

- gestione archivi,
- gestione esami,
- piano di lavoro,
- stampe personalizzabili, tramite il software Crystal Report,
- gestione dello storico,
- stampe delle etichette adesive,
- Guida in linea,
- funzionamento in rete locale (n° di PC consigliato: Max 8),

REQUISITI MINIMI DEL PC

Pentium III 1000 Mhz

Spazio minimo libero su HD 300 MB

Ram 1000 MB

Scheda video 500 MB

Scheda audio 32 MB

Sistemi Operativi: Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10.


CONDIZIONI NECESSARIE

Per il funzionamento del programma occorre che:

- sia installata una stampante


INSTALLAZIONE

Lanciare il programma Setup.exe per l'installazione con i permessi di amministratore (Esegui come amministratore) utilizzando il pulsante destro del mouse




Sicurezza Windows


Per proseguire con l'installazione del software verrà visualizzata una finestra che sconsiglierebbe l'installazione del programma.



Fare click su ulteriori informazioni



A questo punto comparirà in basso a destra il pulsante Esegui comunque.



Fare click su esegui comunque e proseguire.



appare la seguente figura



Selezionare Avanti se non si desidera cambiare la posizione della cartella d'installazione.

E' consigliata l'installazione in c:\OspeLabiX

Alla fine sul Desktop ci sarà una icona con l'immagine del programma



I files del programma installato sono visibili nella cartella OspeLabiX che generalmente risiedono nel percorso C:\OspeLabiX\



Antivirus

Qualora un antivirus fosse troppo intrusivo e bloccasse continuamente il programma di stampa o altri sottoprogrammi inclusi all'interno del software (Esportazioni, stampe, altro) si potrà escludere il programma o l'intera cartella di lavoro dove installato il software dalle azioni dell'antivirus. Ogni antivirus procede nella propria maniera. Utilizzare la documentazione ufficiale del proprio prodotto.